

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Golga5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tba6

Numero articolo: CM0017993

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GOLGA5 umano (Golgin-84), una proteina di membrana del Golgi coinvolta nella formazione delle pile e nel trasporto retrogrado. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Per la ricerca sull'apparato del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOLGA5 pAb di coniglio
Note/alias	RFG5; GOLIM5; ret-II; GOLGA5
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9950
GeneID	9950
Immunogeno	Proteina ricombinante (aa 1-300)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TBA6
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante