

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Golga7 Per Wb, Elisa - Q7Z5G4

Numero articolo: CM0023848



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting umano GOLGA7 (GCP16) per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva sia GOLGA7 umano che murino, supportando la ricerca sul trasporto Golgi e sulla palmitoilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOLGA7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GCP16; GOLGA7A; HSPC041; GOLGA3AP1; GOLGA7
Specie	Umano
Gene ID	51125
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-134 di GOLGA7 umano (NP_001167595.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7Z5G4
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio