

Anticorpo Policlonale Anti-Golgin-45 (Blzf1) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2G9

Numero articolo: CM0030613

introduzione

Anticorpo policlonale diretto contro la golgin-45 (BLZF1), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano e topo. Essenziale per la struttura del Golgi e il trasporto ER-Golgi, ideale per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BLZF1 Rabbit pAb
Note/Alias	JEM1, JEM-1, JEM-1s, GOLGIN-45, BLZF1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8548
GenelD	8548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-400 di BLZF1 umano (NP_003657.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H2G9
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio