

Anticorpo Monoclonale Anti-Golph2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbj4

Numero articolo: CM0006906



introduzione

Anticorpo monoclonale GOLPH2 di coniglio validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Riconosce GP73/GOLM1 umano, murino e di ratto, una proteina di membrana del Golgi sovraregolata nell'epatite virale. Adatto per la ricerca sulle malattie epatiche e la biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GOLPH2 Rabbit PolymAb®
Note / Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51280
ID gene	51280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di GOLPH2 umano (NP_057632.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBJ4
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio