

Anticorpo Policlonale Anti-Golph2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbj4

Numero articolo: CM0013483



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting GOLPH2 umano (GP73, GOLM1) validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie del fegato e sull'apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOLPH2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51280
GeneID	51280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-401 di GOLPH2 umano (NP_057632.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBJ4
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio