

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Golph2 Per Wb, Elisa - Q8Nbj4

Numero articolo: CM0002929



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GOLPH2 (GP73) umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Peso della proteina bersaglio 45 kDa, SWISS Q8NBj4. Ideale per studiare la funzione del Golgi e la ricerca di biomarcatori per malattie virali del fegato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GOLPH2 Rabbit mAb
Note/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51280
GeneID	51280
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di GOLPH2 umano (Q8NBj4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8NBj4
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio