

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Golph2/Gp73 Per Wb - Q8Nbj4

Numero articolo: CM0027488



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GOLPH2/GP73 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul Golgi e per studi sui biomarcatori delle malattie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GOLPH2 Rabbit pAb
Note/Alias	GP73; HEL46; GOLPH2; C9orf155; PSEC0257; bA379P1.3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 112-401 di GOLPH2 umano (NP_057632.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBJ4
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio