


Anticorpo Policlonale Anti-Golph3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A6

Numero articolo: CM0018637



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting GOLPH3 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per lo studio del traffico di membrana del Golgi, migrazione cellulare e segnalazione mTOR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	GOLPH3 Rabbit pAb
Note/Alias	GOPP1, GPP34, MIDAS, Vps74, GOLPH3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	64083
GeneID	64083
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-298 di GOLPH3 umano (NP_071413.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4A6
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio