

Anticorpo Policlonale Anti-Gorab Per Wb, Elisa - Q5T7V8

Numero articolo: CM0023053

introduzione

Anticorpo Policlonale GORAB Coniglio, validato per WB ed ELISA. Bersaglia GORAB umano e murino, una proteina del Golgi coinvolta nel traffico e nella glicosilazione mediata da COPI. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GORAB Rabbit pAb
Note/Alias	GO; NTKLBP1; SCYL1BP1; GORAB
Specie	Umano
ID Gene	92344
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GORAB umano (NP_001139511.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q5T7V8
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio