

Anticorpo Policlonale Monoclonale Anti-Gosr2 Coniglio Per Wb, Elisa - O14653

Numero articolo: CM0026298



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro GOSR2 umano (membrina, GS27), convalidato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sul trasporto del Golgi e studi sul complesso SNARE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GOSR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Bos1; EPM6; GS27; MYOS; GOSR2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	9570
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14653
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio