

Anticorpo Policlonale Anti-Got1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17174

Numero articolo: CM0027481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GOT1 umano (aspartato aminotransferasi citoplasmatica), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. ~46 kDa. Ideale per lo studio del metabolismo del glutammato, della neuroprotezione e della funzionalità epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GOT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2805
Gene ID	2805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-413 di GOT1 umano (NP_002070.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17174
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio