

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Got1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P17174

Numero articolo: CM0002542



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni contro GOT1 umano, convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto; proteina da 46 kDa. Ideale per ricerche neuroscientifiche e metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GOT1 Coniglio mAb
Note/Alias	AST; AST1; SGOT; cCAT; GIG18; cAspAT; ASTQTL1; GOT1
Specie	Umano
ID Gene	2805
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 di GOT1 umano (NP_002070.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17174
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio