

Anticorpo Monoclonale Anti-Got2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

Numero articolo: CM0003425



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro GOT2 umano (aspartato aminotransferasi, mitocondriale). Convalidato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata su topo e ratto. Ideale per la ricerca metabolica e neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio GOT2
Note/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2806
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GOT2 umano (P00505).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00505
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio