

Anticorpo Policlonale Anti-Got2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00505

Numero articolo: CM0025485



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GOT2 umano (aspartato aminotransferasi mitocondriale, kynurenina aminotransferasi 4). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per studi metabolici, neurologici e sul trasporto degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GOT2 Rabbit pAb
Note/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2806
Gene ID	2806
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-200 di GOT2 umano (NP_002071.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00505
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio