

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gp2 Per Wb E Elisa - P55259

Numero articolo: CM0027546



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GP2 umana (ZAP75), validato per WB e ELISA. Adatto per rilevare la GP2 coinvolta nella risposta immunitaria mucosa come recettore transcitotico delle cellule M.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	GP2 Rabbit pAb
Note/Alias	ZAP75; GP2
Specie	Uomo
Gene ID (Uomo)	2813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-387 della GP2 umana (NP_001007243.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P55259
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio