

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gp2 Per Wb, Elisa - P55259

Numero articolo: CM0014001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GP2 umana (ZAP75), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della transitosi delle cellule M e dell'immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GP2 Rabbit pAb
Note/Alias	ZAP75; GP2
Specie	Uomo
ID del gene	2813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 111-387 della GP2 umana (NP_001007243.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P55259
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante