

Anticorpo Monoclonale Anti-Gp6/Gpvi Per Fc, Elisa - Q9Hcn6

Numero articolo: CM0004079



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro GP6/GPVI umano, validato per citometria a flusso e ELISA. Adatto per lo studio della funzione del recettore del collagene piastrinico nella ricerca su trombosi ed emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GP6/GPVI Rabbit mAb
Note / Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11; GP6/GPVI
Specie	Umana
GeneID (Umana)	51206
GeneID	51206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-267 di GP6/GPVI umano (NP_057447.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9HCN6
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio