

Anticorpo Policlonale Anti-Gp9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Numero articolo: CM0029156



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GP9 umana (GPIX/CD42a), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la GP9 umana, di topo e di ratto, una glicoproteina piastrinica essenziale per l'adesione mediata dal vWF nella ricerca sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GP9 Rabbit pAb
Note/Alias	GPIX; CD42a; GP9
Specie	Umana
ID Gene	2815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-147 della GP9 umana (NP_000165.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P14770
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio