

Anticorpo Policlonale Anti-Gpa33 Per Wb, If-P, Elisa - Q99795

Numero articolo: CM0014794

introduzione

Anticorpo policlonale anti-GPA33 da coniglio, ottenuto contro il dominio extracellulare ricombinante. Convalidato per WB, IF-P, ELISA; reagisce con GPA33 di uomo, topo e ratto. Adatto per la diagnostica e la ricerca sul cancro gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPA33 Rabbit pAb
Note/Alias	A33; GPA33
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10223
GeneID	10223
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-235 della GPA33 umana (NP_005805.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99795
Peso molecolare della proteina	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio