

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gpa33 - Q99795

Numero articolo: CM0011626

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro GPA33 umano (antigene di superficie cellulare A33). Validato per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro gastrointestinale e del colon. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio GPA33
Note/Alias	A33; GPA33
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10223
ID Gene	10223
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99795
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio