

Anticorpo Policlonale Anti-Gpam Per Wb, Elisa - Q9Hcl2

Numero articolo: CM0019826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la GPAM umana (glicerolo-3-fosfato aciltransferasi 1). Adatto per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Peso della proteina 93 kDa. Swiss-Prot Q9HCL2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPAM Rabbit pAb
Note/Alias	GPAM; GPAT; GPAT1; glicerolo-3-fosfato aciltransferasi; mitocondriale
Specie	Umana
ID del gene (umano)	57678
ID del gene	57678
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9HCL2
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante