


## Anticorpo Policlonale Anti-Gpc1 Per Wb E Elisa - P35052

Numero articolo: CM0017773



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPC1 umano (Glicopicano-1), adatto per WB e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio del proteoglicano eparan solfato nella segnalazione cellulare, nella biologia dei prioni e nella mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GPC1 Coniglio pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | glicopicano; GPC1                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)      | 2817                                                                                                                         |
| GeneID              | 2817                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 290-420 di GPC1 umano (NP_002072.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | P35052                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 62kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |