

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpc4 Per Wb E Elisa - 075487

Numero articolo: CM0016575

### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è mirato contro GPC4 (K-glicano), adatto per applicazioni WB e ELISA. Reagisce incrociato con specie umana e murina. Peso proteico ~62kDa. Utile per investigare la funzione del glicano-4 nello sviluppo dei tubuli e del sistema nervoso centrale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Descrizione                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GPC4 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | KPTS; K-glicano; GPC4                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (umano)      | 2239                                                                                                                         |
| GeneID              | 2239                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 357-556 di GPC4 umano (NP_001439.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                                 |
| SWISS               | 075487                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 62kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |