

Anticorpo Policlonale Anti-Gpc6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y625

Numero articolo: CM0028065

introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit contro GPC6 (pAb) è validato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce GPC6 umano e murino, un proteoglicano di eparan solfato coinvolto nella segnalazione WNT5A, con un peso molecolare di 63 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPC6 Rabbit pAb
Note/Alias	OMIMD1; GPC6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10082
GeneID	10082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 320-530 della GPC6 umana (NP_005699.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9Y625
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio