

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpd1 Per Wb Ed Elisa - P21695

Numero articolo: CM0027572



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GPD1 validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studiare il metabolismo del glicerolo e la funzionalità epatica nelle applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GPD1 Rabbit pAb
Note/Alias	GPD-C; HTGTI; GPDH-C; GPD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2819
GeneID	2819
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-349 di GPD1 umano (NP_005267.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21695
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio