

Anticorpo Monoclonale Anti-Gpd2 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P43304

Numero articolo: CM0009446

introduzione

CamelBio fornisce un Anticorpo Monoclonale Anti-GPD2 Coniglio di alta qualità (P43304) validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva GPD2 umano e di ratto, una glicerolo-3-fosfato deidrogenasi mitocondriale cruciale per il rilevamento del glucosio nelle cellule beta pancreatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb GPD2 Coniglio
Note/Alias	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Specie	Umano
ID Gene	2820 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-325 di GPD2 umano (NP_000399.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio