

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpd2 Per Wb, Elisa - P43304

Numero articolo: CM0023305

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPD2 umano (glicerolo-3-fosfato deidrogenasi mitocondriale) per applicazioni WB ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Componente chiave del sistema di rilevamento del glucosio nelle cellule beta pancreatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-GPD2
Osservazioni/Alias	GDH2, GPDM, mGDH, mGPDH, GPD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2820
ID Gene	2820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-325 di GPD2 umano (NP_000399.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43304
Peso Proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio