

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gper1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99527

Numero articolo: CM0017714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio GPER1 validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva GPER1 umano, di topo e di ratto. Adatto per lo studio della segnalazione estrogenica, della ricerca cardiovascolare e riproduttiva. Sw-Prot Q99527.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPER1 Rabbit pAb
Note/Alias	mER; CEPR; GPER; DRY12; FEG-1; GPR30; LERGU; LyGPR; CMKRL2; LERGU2; GPCR-Br
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2852
GeneID	2852
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-375 di GPER1 umano (NP_001496.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99527
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio