

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gpix/Cd42A/Gp9 Per Wb, Elisa - P14770

Numero articolo: CM0006427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la glicoproteina IX piastrinica umana (GPIX/CD42a/GP9), adatto per WB e ELISA. Strumento essenziale per la ricerca sull'emostasi e l'adesione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPIX/CD42a/GP9 mAb di coniglio
Note/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Specie	Uomo
GeneID	2815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-140 di GPIX/CD42a/GP9 umano (NP_000165.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P14770
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio