

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Per Wb, IHC-P, Elisa - P14770

Numero articolo: CM0006582



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio si rivolge a GPIX/CD42a (GP9) umano, una subunità del complesso GPIb-V-IX, ed è validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sull'emostasi e sull'adesione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPIX/CD42a/GP9 Coniglio mAb
Note/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Specie	Umano
GeneID	2815
Immunogeno	Proteina ricombinante di GPIX/CD42a/GP9 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P14770
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio