


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpkow Per Wb Ed Elisa - Q92917

Numero articolo: CM0015150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GPBOW umano (proteina contenente il dominio G-patch e motivi BOW). Validato per WB ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Coinvolto nello splicing del pre-mRNA. - Q92917

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPBOW Rabbit pAb
Note/Alias	T54; Mos2; Spp2; GPATC5; GPATCH5; GPBOW
Specie	Umano
ID del gene (umano)	27238
ID del gene	27238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 127-476 di GPBOW umano (NP_056513.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q92917
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante