

Anticorpo Policlonale Anti-Gpld1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P80108

Numero articolo: CM0025351

introduzione

GPLD1 Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la fosfolipasi D specifica per GPI umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo e la segnalazione degli ancori GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPLD1 Rabbit pAb
Note/Alias	PLD, GPIPLD, PIGPLD, GPIPLDM, PIGPLD1, GPLD1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	2822
GenelD	2822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-160 di GPLD1 umano (NP_001494.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	P80108
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio