

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpm6A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51674

Numero articolo: CM0027902

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GPM6A (M6A) umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Per la ricerca sulla differenziazione neuronale e la plasticità.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | GPM6A Rabbit pAb                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | M6A; GPM6; GPM6A                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                           |
| GenelD (Umano)      | 2823                                                                                                            |
| GenelD              | 2823                                                                                                            |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di GPM6A umano (NP_005268.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                    |
| SWISS               | P51674                                                                                                          |
| Peso proteico       | 31kDa                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                              |