

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gpn1 Per Wb, Elisa - Q9Hcn4

Numero articolo: CM0014243

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità diretto contro GPN1 umano (XAB1/MBDIN). Convalidato per WB e ELISA, mostra reazione crociata con il topo. Ideale per studi sull'assemblaggio della RNA polimerasi II e l'importazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPN1 Rabbit pAb
Note/Alias	XAB1; MBDIN; NTPBP; RPAP4; ATPBD1A; GPN1
Specie	Uomo
Gene ID	11321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 255-374 di GPN1 umano (NP_009197.2)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9HCN4
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio