

Anticorpo Policlonale Anti-Gpnmb Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q14956

Numero articolo: CM0018545

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano GPNMB (NMB, HGFIN), validato per western blot ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Rileva la proteina endogena a ~64 kDa, utile per studi di oncologia e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPNMB Rabbit pAb
Note/Alias	NMB; HGFIN; PLCA3; GPNMB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10457
ID Gene	10457
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-486 di GPNMB umano (NP_001005340.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14956
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio