

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr108 Per Wb, Elisa - Q9Npr9

Numero articolo: CM0020990

introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-GPR108 (LUSTR2) per WB ed ELISA. Validato in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'apparato di Golgi e sulla trasduzione con AAV. SWISS: Q9NPR9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR108 Rabbit pAb
Note/Alias	LUSTR2; GPR108
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	56927
GenelD	56927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-260 del GPR108 umano (NP_001073921.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NPR9
Peso della proteina	61 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante