

Anticorpo Monoclonale Anti-Gpr109A/Hm74A/Hcar2 Per Wb, Elisa - Q8Tds4

Numero articolo: CM0004041



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-GPR109A/HCAR2 validato per WB e ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Bersaglia il recettore ad alta affinità per la niacina che regola la secrezione di adiponectina e la lipolisi, adatto per la ricerca metabolica e infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR109A/HM74A/HCAR2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HCA2; HM74a; HM74b; PUMAG; NIACR1; Puma-g; GPR109A; GPR109A/HM74A/HCAR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	338442
GeneID	338442
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di GPR109A/HM74A/HCAR2 umano (NP_808219.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q8TDS4
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio