

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr141 Per Wb, Elisa - Q7Z602

Numero articolo: CM0016596

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPR141 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui GPCR orfani e gli studi sui recettori di membrana cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-GPR141
Note/Alias	PGR13; GPR141
Specie	Umano
GeneID	353345
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di GPR141 umano (NP_001316922.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7Z602
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio