

Anticorpo Policlonale Anti-Gpr151 Per Wb, Elisa - Q8Tdv0

Numero articolo: CM0020851

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al GPR151 umano, un GPCR sensibile ai protoni. Validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi di neuroscienze e GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR151 Rabbit pAb
Note/Alias	GPCR; PGR7; GALR4; GALRL; GPCR-2037; GPR151
Specie	Umano
GeneID (umano)	134391
GeneID	134391
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-419 del GPR151 umano (NP_919227.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TDV0
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio