

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr153 Per Wb, Elisa - Q6Nv75

Numero articolo: CM0024420

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira a GPR153 (PGR1), un recettore orfano accoppiato a proteine G. Validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	GPR153 Rabbit pAb
Note/Alias	PGR1; GPR153
Specie	Umano
GeneID (Umano)	387509
GeneID	387509
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di GPR153 umano (NP_997253.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6NV75
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio