


Anticorpo Policlonale Anti-Gpr155 Per Wb, Elisa - Q7Z3F1

Numero articolo: CM0024507



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce GPR155 umano, un sensore lisosomiale del colesterolo per la segnalazione mTORC1. Validato per Western blot ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione metabolica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GPR155 Rabbit pAb
Note/Alias	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
Specie	Umano
GeneID (Umano)	151556
GeneID	151556
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 721-870 di GPR155 umano (NP_001028217.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q7Z3F1
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio