


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr17 Per Wb, Elisa - Q13304

Numero articolo: CM0030332



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale di coniglio GPR17 (Q13304) validato per WB, ELISA, che rileva umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul recettore dei nucleotidi dell'uracile/cisteinil leucotrieni e per studi sull'ischemia cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio GPR17
Note/Alias	GPR17
Specie	Umano
ID Gene	2840
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-94 di GPR17 umano (NP_005282.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13304
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio