

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr173 Per Wb Ed Elisa - Q9Ns66

Numero articolo: CM0016155

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPR173 (SREB3), validato per WB ed ELISA in campioni umani e murini. Bersaglia il recettore della fenixina coinvolto nella segnalazione di GNRH e nella proliferazione delle cellule della granulosa; ideale per la ricerca neuroendocrina e riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR173 Rabbit pAb
Note/Alias	SREB3; GPR173
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	54328
GeneID	54328
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-230 di GPR173 umano (NP_061842.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9NS66
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio