

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gpr22 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99680

Numero articolo: CM0022147

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-GPR22 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con GPR22 di uomo, topo e ratto. GPCR orfano coinvolto nella segnalazione G(i)/G(o) e nella ciliogenesi. Ideale per applicazioni di ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GPR22 Rabbit pAb
Note / Alias	GPR22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2845
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del GPR22 umano (NP_005286.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99680
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio