

Anticorpo Policlonale Anti-Gpr32 Per Wb, Elisa - 075388

Numero articolo: CM0023288

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPR32 umano (DRV1/RVDR1) per Western blot e ELISA. Reattività crociata convalidata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR32 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DRV1; RVDR1; GPR32
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2854
GeneID	2854
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GPR32 umano (NP_001497.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075388
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio