

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr35 Per Wb, Elisa - Q9Hc97

Numero articolo: CM0024117



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta al GPR35 umano, un GPCR coinvolto nella risposta immunitaria, nella cardioprotezione e nell'infiammazione. Convalidato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per studi sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR35 Rabbit pAb
Note/Alias	GPR35
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2859
ID gene	2859
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 del GPR35 umano (NP_005292.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9HC97
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio