

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gpr37 Per Wb Ed Elisa - O15354

Numero articolo: CM0022038

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore della prosaposina GPR37 (PAELR/EDNRBL), adatto per Western blot ed ELISA. Rileva GPR37 umano e di ratto, supportando studi sulla mielinizzazione, infiammazione e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	GPR37 Rabbit pAb
Note/Alias	PAELR; EDNRBL; hET(B)R-LP; GPR37
Specie	Umano
GeneID (umano)	2861
GeneID	2861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-180 di GPR37 umano (NP_005293.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O15354
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio