

Anticorpo Policlonale Anti-Gpr4 Per Wb, Elisa - P46093

Numero articolo: CM0021041



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GPR4 umano, convalidato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione del GPCR sensibile ai protoni nell'omeostasi del pH e nel controllo respiratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GPR6C.I; GPR4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2828
GeneID	2828
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 283-362 di GPR4 umano (NP_005273.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P46093
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio