

Anticorpo Policlonale Anti-Gpr55 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y2T6

Numero articolo: CM0016482



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GPR55 umano (LPIR1), validato per WB, IF-P, ELISA, con reattività crociata per topo e ratto. Per uso di ricerca negli studi sulla segnalazione dei GPCR e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR55 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LPIR1; GPR55
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9290
GeneID	9290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-319 di GPR55 umano (NP_005674.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2T6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio