


Anticorpo Policlonale Anti-Gpr6 Per Wb, Elisa - P46095

Numero articolo: CM0017378



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro GPR6 umano per Western blot ed ELISA. Rileva GPR6 endogeno in campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GPR6 Rabbit pAb
Note/Alias	GPR6
Specie	Umano
ID genico (umano)	2830
ID genico	2830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 253-362 di GPR6 umano (NP_005275.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P46095
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante